




Composants numériques GenTek®





Rechercher les composants GenTek®



Par connexion

Par type de composants



Choisir la connexion



TSV / TM
TSX

Certain

Eztetic
TSX 3,1

Hexagone
Externe

Pilier Conique

Pilier Low Profile

Choisir le type de composant




Scanbodies



Analogues numériques



Premilled



Ti-bases ASC




Ti-bases compatibles blocs prépercés



Ti-bases pour Multi-Unit

Scanbody TSV / TM / TSX(hors 3,1)



Scanbodies Vis incluse



Plateforme prothétique (mm)	Références	
3.5	ZFX05Z-ZB-TSV-35	Serrage manuel
4.5	ZFX05Z-ZB-TSV-45	
5.7 ²	ZFX05Z-ZB-TSV-57	

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

TSX, TSV/
Trabecular
Metal

ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)



HXGR1.25
HXLGR1.25



HX1.25D
HXL1.25D



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1



Pilier Conique

Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

Scanbody Eztetic / TSX 3,1



Scanbodies Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
29	ZFX05Z-ZB-EZ-29	Serrage manuel

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

Eztetic,
TSX 3.1

ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)



HXGR1.25
HXLGR1.25



HX1.25D
HXL1.25D



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1


Pilier Conique

Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

Scanbody Pilier Conique



Scanbodies Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	Serrage manuel
4,5	ZFX05Z-ZB-TA-45	Serrage manuel

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

Pilier conique

ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)



HXGR1.25
HXLGR1.25



HX1.25D
HXL1.25D



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1

Pilier Conique


Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile



Scanbody Certain



Scanbodies Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
3,4	ZFX05Z-ZB-CE-34	Serrage manuel
4,1	ZFX05Z-ZB-CE-41	
5,0	ZFX05Z-ZB-CE-50	
6,0	ZFX05Z-ZB-CE-60	

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

Eztetic, TSX 3.1	ZFX02002067 Pour scanbody (laboratoire)		HXGR1.25 HXLGR1.25	
			HX1.25D HXL1.25D	

TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1

Pilier Conique

Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

Scanbody Hexagone Externe



Scanbodies Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
3,4	ZFX05Z-ZB-EX-34	Serrage manuel
4,1	ZFX05Z-ZB-EX-41	
5,0	ZFX05Z-ZB-EX-50	
6,0	ZFX05Z-ZB-EX-60	

Tournevis dynamométrique

Eztetic,
TSX 3.1

ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)



Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

HXGR1.25
HXLGR1.25



HX1.25D
HXL1.25D



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1


Pilier Conique

Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

Scanbody Pilier Low Profile



Scanbodies Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
4,8	ZFX05Z-ZB-LP-48	Serrage manuel

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

Pilier
conique

ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)



HXGR1.25
HXLGR1.25



HX1.25D
HXL1.25D



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1


Pilier Conique

Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

Analogue numérique TSV / TM / TSX(hors 3,1)



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
3.5	ZFX15Z-ZB-TSV-35	Serrage manuel
4.5	ZFX15Z-ZB-TSV-45	
5.7	ZFX15Z-ZB-TSV-57	

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé

Références	
ZFX15Z-FS	Serrage manuel

Instrument de pose (pour analogue numérique)

TSV, TM, TSX

ZFX02-M18
Pour analogue numérique



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1


Pilier Conique

Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

Analogue numérique Eztetic / TSX 3,1



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
2.9	ZFX15Z-ZB-EZ-29	Serrage manuel

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé

Références	
ZFX15Z-FS	Serrage manuel

Instrument de pose (pour analogue numérique)

Eztetic,
TSX 3.1

ZFX02-M16
Pour analogue numérique



TSV / TM /
TSX

**Eztetic /
TSX 3,1**


Pilier Conique

Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

Analogue numérique Pilier Conique



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Références

Plateforme
prothétique
(mm)

4,5

ZFX15Z-ZB-TA-45

Serrage
manuel

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé

Références

ZFX15Z-FS

Serrage
manuel

Instrument de pose (pour analogue numérique)

Pilier conique

ZFX02-M14
Pour analogue numérique



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1



Pilier Conique

Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

Analogue numérique Certain



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
3,4	ZFX15Z-ZB-CE-34	Serrage manuel
4,1	ZFX15Z-ZB-CE-41	
5,0	ZFX15Z-ZB-CE-50	
6,0	ZFX15Z-ZB-CE-60	

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé

Références	
ZFX15Z-FS	Serrage manuel

Instrument de pose (pour analogue numérique)

Certain

ZFX02-M16
Pour analogue numérique



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1

Pilier Multi-
Unit Conique

Certain



Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

E-shop



Analogue numérique Hexagone Externe



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
3,4	ZFX15Z-ZB-EX-34	Serrage manuel
4,1	ZFX15Z-ZB-EX-41	
5,0	ZFX15Z-ZB-EX-50	
6,0	ZFX15Z-ZB-EX-60	

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé

Références	
ZFX15Z-FS	Serrage manuel

Instrument de pose (pour analogue numérique)

Certain

ZFX02-M20
Pour analogue numérique



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1


Pilier Conique

Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

Analogue numérique Pilier Low Profile



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
4,8	ZFX15Z-ZB-LP-48	Serrage manuel

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé

Références	
ZFX15Z-FS	Serrage manuel

Instrument de pose (pour analogue numérique)

Pilier conique

ZFX02-M14
Pour analogue numérique



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1


Pilier Conique

Certain

Hexagone
Externe

Pilier
Low Profile

Premilled TSV / TM / TSX(hors 3,1)



Premilled Vis incluse



Vis de fixation pour premilled



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références
3.5	ZFX18-ZB-TSV-35
4.5	ZFX18-ZB-TSV-45
5.7	ZFX18-ZB-TSV-57

Références	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique

Instruments additionnels

TSX, TSV / Trabecular Metal,

<p>HXGR1.25 22mm HXLGR1.25 30mm Tournevis hexagonal GemLock® 1.25 mm</p>	<p>L-TIRW AVEC C9980 Clé dynamométrique L-TIRW avec adaptateur ISO 1797</p>	<p>HX1.25D 23mmL HXL1.25D 26mmL Tournevis hexagonal pour contre-angle, 1.25 mm</p>	<p>TLRT2 (Extracteur de piliers TSX, TSV / Trabecular Metal)</p>
<p>TWR Clé dynamométrique prothétique (Couple ajustable entre 10-35 Ncm)</p>	<p>TW1.25 Short TW1.25L Long Tournevis hexagonal pour clé dynamométrique</p>	<p>ZFX02-RTSP (Vis d'extraction pour TSX, TSV / Trabecular Metal)</p>	

TSV / TM /
TSX


Eztetic /
TSX 3,1

Certain

E-shop



Premilled Eztetic / TSX 3,1



Premilled Vis incluse



Références

ZFX15Z-ZB-EZ-29

Vis de fixation pour premilled



T
Couple
recommandé

Références

ZFX15Z-FS

30 Ncm

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique

Instruments additionnels

Eztetic, TSX 3.1

HXGR1.25 22mm
HXLGR1.25 30mm
Tournevis hexagonal
GemLock® 1.25 mm



L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec
adaptateur ISO 1797



TWR
Clé dynamométrique prothétique
(Couple ajustable entre 10-35 Ncm)



HX1.25D 23mmL
HXL1.25D 26mmL
Tournevis hexagonal pour
contre-angle, 1.25 mm



TW1.25 Short
TW1.25L Long
Tournevis hexagonal pour
clé dynamométrique



CLRT2
(Extracteur de
piliers Eztetic,
TSX 3.1)



ZFX02-RTNP
(Vis d'extraction pour
Eztetic, TSX 3.1)



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1

Certain

E-shop





Premilled Certain



Premilled Vis Gold-Tite incluse



Plateforme prothétique (mm)	Références
3,4	ZFX18-ZB-CE-34
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX18-ZB-CE-4160

Vis Gold-Tite



T
Couple
recommandé

Références	Couple
ZFX09-ZB-CE-HGTS	20 Ncm

Vis Try-in




T
Couple
recommandé

Références	Couple
ZFX09-ZB-CE-HTIS	Serrage manuel

Tournevis hexagonal

PHD02N 17 mm
PHD03N 24 mm
Tournevis hexagonal court



Clé dynamométrique

L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec adaptateur ISO 1797



RASH3N 24mm
RASH8N 30mm
Tournevis hexagonal pour contre-angle



Instruments additionnels

IQSA01
(Activateur QuickSeat®)




Certain

TSV / TM / TSX

Eztetic / TSX 3,1

Certain

Ti-Base ASC TSV / TM / TSX(hors 3,1)



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Hauteur transgingivale (mm)	Références
7	3.5	0.3	ZFX11ZB-TSV35AS03E
		1.3	ZFX11ZB-TSV35AS13E
		2.6	ZFX11ZB-TSV35AS26E
	4.5	0.3	ZFX11ZB-TSV45AS03E
		1.3	ZFX11ZB-TSV45AS13E
		2.6	ZFX11ZB-TSV45AS26E
	5.7 ¹	0.3	ZFX11ZB-TSV57AS03E
		1.3	ZFX11ZB-TSV57AS13E
		2.6	ZFX11ZB-TSV57AS26E

Vis de fixation hexalobulaire



Références	
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30Ncm

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Hauteur transgingivale (mm)	Références
7	3.5	0.3	ZFX11ZB-TSV35AS03N
		1.3	ZFX11ZB-TSV35AS13N
		2.6	ZFX11ZB-TSV35AS26N
	4.5	0.3	ZFX11ZB-TSV45AS03N
		1.3	ZFX11ZB-TSV45AS13N
		2.6	ZFX11ZB-TSV45AS26N
	5.7 ¹	0.3	ZFX11ZB-TSV57AS03N
		1.3	ZFX11ZB-TSV57AS13N
		2.6	ZFX11ZB-TSV57AS26N

Vis de fixation hexalobulaire



Références	
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30Ncm

Clé dynamométrique prothétique

TSX, TSV/
Trabecular
Metal

TWR
Clé dynamométrique prothétique
(torque ajustable de 10-35 Ncm)



Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire

TASCD24
TASCD30
Pour vis hexalobulaire





TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1

Certain

Ti-Base ASC Eztetic / TSX 3,1



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Hauteur transgingivale (mm)	Références
7	2.9	1.0	ZFX11ZB-EZ29AS10E
		1.7	ZFX11ZB-EZ29AS17E
		2.6	ZFX11ZB-EZ29AS26E

Vis de fixation hexalobulaire



Références	Couple recommandé
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Hauteur transgingivale (mm)	Références
7	2.9	1.0	ZFX11ZB-EZ29AS10N
		1.7	ZFX11ZB-EZ29AS17N

Vis de fixation hexalobulaire



Références	Couple recommandé
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

Clé dynamométrique prothétique

Eztetic, TSX 3.1

TWR
Clé dynamométrique prothétique
(torque ajustable de 10-35 Ncm)



Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire

TASCD24
TASCD30
Pour vis hexalobulaire





TSV / TM / TSX

Eztetic / TSX 3,1

Certain

Ti-Base ASC Certain



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire Gold-Tite et de collage



Vis hexalobulaire Gold-Tite



T
Couple recommandé

Vis hexalobulaire Try-in



T
Couple recommandé

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire Gold-Tite et de collage



Vis hexalobulaire Gold-Tite



T
Couple recommandé

Vis hexalobulaire Try-in



T
Couple recommandé

Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Hauteur gingivale (mm)	Références		Références		Références		Références		Références	
7	3,4	0,3	ZFX11ZB-CE34ASZ03E	ZFX09-ZB-CE-HLGTE	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HLTISE	Serrage manuel	ZFX09-ZB-CE-HLGTN	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HLTISN	Serrage manuel	ZFX11ZB-CE34ASZ03N
		1,3	ZFX11ZB-CE34ASZ13E									ZFX11ZB-CE34ASZ13N
		2,6	ZFX11ZB-CE34ASZ26E									ZFX11ZB-CE34ASZ13N
	4,1	0,3	ZFX11ZB-CE41ASZ03E									ZFX11ZB-CE41ASZ03N
		1,3	ZFX11ZB-CE41ASZ13E									ZFX11ZB-CE41ASZ13N
		2,6	ZFX11ZB-CE41ASZ26E									ZFX11ZB-CE41ASZ13N
	5,0	0,3	ZFX11ZB-CE50ASZ03E									ZFX11ZB-CE50ASZ03N
		1,3	ZFX11ZB-CE50ASZ13E									ZFX11ZB-CE50ASZ13N
		2,6	ZFX11ZB-CE50ASZ26E									ZFX11ZB-CE50ASZ13N

Clé dynamométrique prothétique

Certain

L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec
adaptateur ISO 1797

Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire


ZFX02HLD21
ZFX02HLD28
ZFX02HLD36
Pour vis hexalobulaire

TSV / TM / TSX

Eztetic / TSX 3,1

Certain

Ti-Base blocs pré-perçés TSV / TM / TSX(hors 3,1)



Ti-base avec engagement Vis incluse



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4.7	3.5	ZFX11-ZB-TSV-3547-EL
	4.5	ZFX11-ZB-TSV-4547-EL
	5.7	ZFX11-ZB-TSV-5747-EL

Vis de fixation



T
Couple recommandé

Références	Couple
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Ti-base sans engagement Vis incluse



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4.7	3.5	ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL
	4.5	ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL
	5.7	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL

Vis de fixation



T
Couple recommandé

Références	Couple
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique

Instruments additionnels

TSX, TSV / Trabecular Metal,

<p>HXGR1.25 22mm HXLGR1.25 30mm Tournevis hexagonal GemLock® 1.25 mm</p>	<p>L-TIRWAVEC C9980 Clé dynamométrique L-TIRW avec adaptateur ISO 1797</p>	<p>HX1.25D 23mmL HXL1.25D 26mmL Tournevis hexagonal pour contre-angle, 1.25 mm</p>	<p>TLRT2 (Extracteur de piliers TSX, TSV / Trabecular Metal)</p>
<p>TWR Clé dynamométrique prothétique (Couple ajustable entre 10-35 Ncm)</p>	<p>TW1.25 Short TW1.25L Long Tournevis hexagonal pour clé dynamométrique</p>	<p>ZFX02-RTSP (Vis d'extraction pour TSX, TSV / Trabecular Metal)</p>	


TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1

Certain

Hexagone
Externe

Ti-Base blocs pré-perçés Eztetic / TSX 3,1



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis de fixation et de collage



Vis de fixation



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références	Références	T Couple recommandé
4,7	2.9	ZFX11-ZB-EZ-2947-ES	ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation et de collage



Vis de fixation



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références	Références	T Couple recommandé
4,7	2.9	ZFX11-ZB-EZ-2947-NES	ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique

Instruments additionnels

Eztetic, TSX 3.1

HXGR1.25 22mm
HXLGR1.25 30mm
Tournevis hexagonal
GemLock® 1.25 mm



L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec
adaptateur ISO 1797



HX1.25D 23mmL
HXL1.25D 26mmL
Tournevis hexagonal pour
contre-angle, 1.25 mm



CLRT2
(Extracteur de
piliers Eztetic,
TSX 3.1)



TWR
Clé dynamométrique prothétique
(Couple ajustable entre 10-35 Ncm)



TW1.25 Short
TW1.25L Long
Tournevis hexagonal pour
clé dynamométrique



ZFX02-RTNP
(Vis d'extraction pour
Eztetic, TSX 3.1)




TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1

Certain

Hexagone
Externe

Ti-Base blocs pré-perçés Certain



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis Gold-Tite et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4,7	3,4	ZFX11-ZB-CE-3447-ES
	4,1	ZFX11-ZB-CE-4147-EL
	5,0	ZFX11-ZB-CE-5047-EL

Vis Gold-Tite



Références	
ZFX09-ZB-CE-HGTS	20 Ncm

Vis Try-in



Références	
ZFX09-ZB-CE-HTIS	Serrage manuel

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis Gold-Tite et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4,7	3,4	ZFX11-ZB-CE-3447-NES
	4,1	ZFX11-ZB-CE-4147-NEL
	5,0	ZFX11-ZB-CE-5047-NEL

Vis Gold-Tite



Références	
ZFX09-ZB-CE-LGTS	20 Ncm

Vis Try-in



Références	
ZFX09-ZB-CE-NHTIS	Serrage manuel

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique

Instruments additionnels

Certain

PHD02N 17 mm
PHD03N 24 mm
Tournevis hexagonal court



L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec adaptateur ISO 1797



RASH3N 24mm
RASH8N 30mm
Tournevis hexagonal pour contre-angle



IQSA01
(Activateur QuickSeat®)



TSV / TM /
TSX

Eztetic /
TSX 3,1

Certain

Hexagone
Externe

E-shop



Ti-Base blocs pré-perçés Hexagone Externe



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis Gold-Tite et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4,7	3,4	ZFX11-ZB-EX-3447-EL
	4,1	ZFX11-ZB-EX-4147-EL
	5,0	ZFX11-ZB-EX-5047-EL

Vis Gold-Tite



Références	Torque
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm

Vis Try-in



Références	Installation
ZFX09-ZB-EX-TIS	Serrage manuel

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis Gold-Tite et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4,7	3,4	ZFX11-ZB-EX-3447-NEL
	4,1	ZFX11-ZB-EX-4147-NEL
	5,0	ZFX11-ZB-EX-5047-NEL

Vis Gold-Tite



Références	Torque
ZFX09-ZB-CE-GTS	32 Ncm

Vis Try-in



Références	Installation
ZFX09-ZB-CE-TIS	Serrage manuel

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique

Certain

PSQD0N 17mm
PSQD1N 24mm
Tournevis hexagonal court



PHD02N 17mm
PHD03N 24mm
Tournevis hexagonal court




L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique L-TIRW avec adaptateur ISO 1797



RASQ3N 24mm
RASQ8N 30mm
Tournevis carré pour contre-angle



RASH3N 24mm
RASH8N 30mm
Tournevis hexagonal pour contre-angle pour vis try-in





TSV / TM / TSX

Eztetic / TSX 3,1

Certain

Hexagone Externe

Ti-Base Pilier Conique



Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation et de collage



T
Couple
recommandé

Longueur (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références	Références	Références
3,9	4,5	ZFX11-ZB-TA-45	ZFX09-ZB-TA-RS	20 Ncm

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique / Autres instruments

Pilier conique

HXGR1.25 22mm
HXLGR1.25 30mm
Tournevis hexagonal
GemLock® 1.25 mm



TWR
Clé dynamométrique prothétique
(Couple ajustable entre 10-35 Ncm)



HX1.25D 23mm
HXL1.25D 26mm
Tournevis hexagonal pour
contre-angle, 1.25 mm



TW1.25 Short
TW1.25L Long
Tournevis hexagonal pour
clé dynamométrique





Pilier Conique

Pilier
Low Profile

E-shop



Ti-Base Pilier Low Profile



Ti-Base sans engagement Inclut les vis de fixation et de collage



Vis Gold-Tite



T
Couple
recommandé

Vis Try-In



T
Couple
recommandé

Longueur (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références	Références	Références
5,0	4,8	ZFX11-ZB-LP-48	ZFX09-ZB-LP-GTS 10 Ncm	ZFX09-ZB-LP-RS Serrage manuel

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique / Autres instruments

Pilier
Low
Profile

PHD02N 17mm
PHD03N 24mm
Tournevis
hexagonal court



L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec
adaptateur ISO 1797





RASH3N 24mm
RASH8N 30mm
Tournevis
hexagonal pour
contre-angle



Pilier Conique

Pilier
Low Profile

TSV – TM – TSX(hors 3.1) Scanbody



Scanbodies Vis incluse



Plateforme prothétique (mm)	Références	
3.5	ZFX05Z-ZB-TSV-35	Serrage manuel
4.5	ZFX05Z-ZB-TSV-45	
5.7 ²	ZFX05Z-ZB-TSV-57	

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

TSX, TSV/
Trabecular
Metal

ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)




HXGR1.25
HXLGR1.25



HX1.25D
HXL1.25D



TSV – TM - TSX (hors 3.1) Analogue numérique



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
3.5	ZFX15Z-ZB-TSV-35	Serrage manuel
4.5	ZFX15Z-ZB-TSV-45	
5.7	ZFX15Z-ZB-TSV-57	

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé

Références	
ZFX15Z-FS	Serrage manuel



Instrument de pose (pour analogue numérique)

TSV, TM, TSX

ZFX02-M18
Pour analogue numérique



TSV – TM - TSX (hors 3.1) Premilled



Premilled Vis incluse



Vis de fixation pour premilled



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références
3.5	ZFX18-ZB-TSV-35
4.5	ZFX18-ZB-TSV-45
5.7	ZFX18-ZB-TSV-57

Références	
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique

Instruments additionnels

TSX, TSV/
Trabecular
Metal,

HXGR1.25 22mm
HXLGR1.25 30mm
Tournevis hexagonal
GemLock® 1.25 mm



L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec
adaptateur ISO 1797



HX1.25D 23mmL
HXL1.25D 26mmL
Tournevis hexagonal pour
contre-angle, 1.25 mm



TLRT2
(Extracteur de
piliers TSX, TSV/
Trabecular
Metal)



TWR
Clé dynamométrique prothétique
(Couple ajustable entre 10-35 Ncm)




TW1.25 Short
TW1.25L Long
Tournevis hexagonal pour
clé dynamométrique



ZFX02-RTSP
(Vis d'extraction pour
TSX, TSV/Trabecular
Metal)



TSV – TM - TSX (hors 3.1) Ti-Base ASC



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Hauteur transgingivale (mm)	Références
7	3.5	0.3	ZFX11ZB-TSV35AS03E
		1.3	ZFX11ZB-TSV35AS13E
		2.6	ZFX11ZB-TSV35AS26E
	4.5	0.3	ZFX11ZB-TSV45AS03E
		1.3	ZFX11ZB-TSV45AS13E
		2.6	ZFX11ZB-TSV45AS26E
	5.7 ¹	0.3	ZFX11ZB-TSV57AS03E
		1.3	ZFX11ZB-TSV57AS13E
		2.6	ZFX11ZB-TSV57AS26E

Vis de fixation hexalobulaire



Références	
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30Ncm

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Hauteur transgingivale (mm)	Références
7	3.5	0.3	ZFX11ZB-TSV35AS03N
		1.3	ZFX11ZB-TSV35AS13N
		2.6	ZFX11ZB-TSV35AS26N
	4.5	0.3	ZFX11ZB-TSV45AS03N
		1.3	ZFX11ZB-TSV45AS13N
		2.6	ZFX11ZB-TSV45AS26N
	5.7 ¹	0.3	ZFX11ZB-TSV57AS03N
		1.3	ZFX11ZB-TSV57AS13N
		2.6	ZFX11ZB-TSV57AS26N

Vis de fixation hexalobulaire



Références	
ZFX09-ZB-TSV-HLRS	30Ncm

Clé dynamométrique prothétique

TSX, TSV/
Trabecular
Metal

TWR
Clé dynamométrique prothétique
(torque ajustable de 10-35 Ncm)



Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire

TASCD24
TASCD30
Pour vis hexalobulaire



TSV – TM - TSX (hors 3.1) Ti-Base blocs pré-perçés



Ti-base avec engagement Vis incluse



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4.7	3.5	ZFX11-ZB-TSV-3547-EL
	4.5	ZFX11-ZB-TSV-4547-EL
	5.7	ZFX11-ZB-TSV-5747-EL

Vis de fixation



T
Couple recommandé

Références	Couple recommandé
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Ti-base avec engagement Vis incluse



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4.7	3.5	ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL
	4.5	ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL
	5.7	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL

Vis de fixation



T
Couple recommandé

Références	Couple recommandé
ZFX09-ZB-TSV-RS	30 Ncm

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique



Instruments additionnels

TSX, TSV / Trabecular Metal,

<p>HXGR1.25 22mm HXLGR1.25 30mm Tournevis hexagonal GemLock® 1.25 mm</p>	<p>L-TIRWAVEC C9980 Clé dynamométrique L-TIRW avec adaptateur ISO 1797</p>	<p>HX1.25D 23mmL HXL1.25D 26mmL Tournevis hexagonal pour contre-angle, 1.25 mm</p>	<p>TLRT2 (Extracteur de piliers TSX, TSV / Trabecular Metal)</p>
<p>TWR Clé dynamométrique prothétique (Couple ajustable entre 10-35 Ncm)</p>	<p>TW1.25 Short TW1.25L Long Tournevis hexagonal pour clé dynamométrique</p>	<p>ZFX02-RTSP (Vis d'extraction pour TSX, TSV / Trabecular Metal)</p>	



Eztetic – TSX 3.1 Scanbody



Scanbodies Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
29	ZFX05Z-ZB-EZ-29	Serrage manuel

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

Eztetic,
TSX 3.1


ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)





HXGR1.25
HXLGR1.25



HX1.25D
HXL1.25D



Eztetic – TSX 3.1 Analogue numérique



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
2.9	ZFX15Z-ZB-EZ-29	Serrage manuel

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé



Références	
ZFX15Z-FS	Serrage manuel

Instrument de pose (pour analogue numérique)

Eztetic, TSX 3.1	ZFX02-M16 Pour analogue numérique	
------------------	--------------------------------------	--



Eztetic – TSX 3.1 Premilled



Premilled Vis incluse



Vis de fixation pour premilled



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	Références	
2.9	ZFX15Z-ZB-EZ-29	ZFX15Z-FS	30 Ncm

Tournevis hexagonal



Clé dynamométrique

Instruments additionnels

Eztetic, TSX 3.1	<p>HXGR1.25 22mm HXLGR1.25 30mm Tournevis hexagonal GemLock® 1.25 mm</p>	<p>L-TIRW AVEC C9980 Clé dynamométrique L-TIRW avec adaptateur ISO 1797</p>	<p>HX1.25D 23mmL HXL1.25D 26mmL Tournevis hexagonal pour contre-angle, 1.25 mm</p>	<p>CLRT2 (Extracteur de piliers Eztetic, TSX 3.1)</p>
	<p>TWR Clé dynamométrique prothétique (Couple ajustable entre 10-35 Ncm)</p>	<p>TW1.25 Short TW1.25L Long Tournevis hexagonal pour clé dynamométrique</p>	<p>ZFX02-RTNP (Vis d'extraction pour Eztetic, TSX 3.1)</p>	



Eztetic – TSX 3.1 Ti-Base ASC



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Hauteur transgingivale (mm)	Références
7	2.9	1.0	ZFX11ZB-EZ29AS10E
		1.7	ZFX11ZB-EZ29AS17E
		2.6	ZFX11ZB-EZ29AS26E

Vis de fixation hexalobulaire



Références	T Couple recommandé
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Hauteur transgingivale (mm)	Références
7	2.9	1.0	ZFX11ZB-EZ29AS10N
		1.7	ZFX11ZB-EZ29AS17N

Vis de fixation hexalobulaire



Références	T Couple recommandé
ZFX09-ZB-EZ-HLRS	30 Ncm

Clé dynamométrique prothétique

Eztetic,
TSX 3.1

TWR
Clé dynamométrique prothétique
(torque ajustable de 10-35 Ncm)



Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire

**TASCD24
TASCD30**
Pour vis hexalobulaire



Eztetic – TSX 3.1 Ti-Base blocs pré-perçés

Ti-Base avec engagement

Inclut les vis de fixation et de collage



Vis de fixation



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références	Références	\bar{T} Couple recommandé
4,7	2.9	ZFX11-ZB-EZ-2947-ES	ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation et de collage



Vis de fixation



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références	Références	\bar{T} Couple recommandé
4,7	2.9	ZFX11-ZB-EZ-2947-NES	ZFX09-ZB-EZ-RS	30 Ncm

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique

Instruments additionnels

Eztetic, TSX 3.1

HXGR1.25 22mm
HXLGR1.25 30mm
Tournevis hexagonal
GemLock® 1.25 mm



L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec
adaptateur ISO 1797



HX1.25D 23mmL
HXL1.25D 26mmL
Tournevis hexagonal pour
contre-angle, 1.25 mm



CLRT2
(Extracteur de
piliers Eztetic,
TSX 3.1)



TWR
Clé dynamométrique prothétique
(Couple ajustable entre 10-35 Ncm)





TW1.25 Short
TW1.25L Long
Tournevis hexagonal pour
clé dynamométrique



ZFX02-RTNP
(Vis d'extraction pour
Eztetic, TSX 3.1)



Pilier conique TSX-TSV-TM Scanbody



Scanbodies Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	Serrage manuel
4,5	ZFX05Z-ZB-TA-45	Serrage manuel

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

Pilier conique

ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)



HXGR1.25
HXLGR1.25



HX1.25D
HXL1.25D



Pilier conique TSX-TSV-TM Analogue numérique



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Références

ZFX15Z-ZB-TA-45

Serrage
manuel

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé

Références

ZFX15Z-FS

Serrage
manuel


Instrument de pose (pour analogue numérique)

Pilier conique

ZFX02-M14
Pour analogue numérique



Pilier conique TSX-TSV-TM Ti-Base



Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation et de collage



τ
Couple
recommandé

Longueur (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références	Références	Couple recommandé
3,9	4,5	ZFX11-ZB-TA-45	ZFX09-ZB-TA-RS	20 Ncm



Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique / Autres instruments

Pilier conique

HXGR1.25 22mm
HXLGR1.25 30mm
Tournevis hexagonal
GemLock® 1.25 mm



TWR
Clé dynamométrique prothétique
(Couple ajustable entre 10-35 Ncm)



HX1.25D 23mm
HXL1.25D 26mm
Tournevis hexagonal pour
contre-angle, 1.25 mm





TW1.25 Short
TW1.25L Long
Tournevis hexagonal pour
clé dynamométrique





Certain Scanbody



Scanbodies Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	Serrage manuel
3,4	ZFX05Z-ZB-CE-34	
4,1	ZFX05Z-ZB-CE-41	
5,0	ZFX05Z-ZB-CE-50	
6,0	ZFX05Z-ZB-CE-60	

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

Eztetic,
TSX 3.1

ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)



HXGR1.25
HXLGR1.25




HX1.25D
HXL1.25D



Certain Analogue numérique



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
3,4	ZFX15Z-ZB-CE-34	Serrage manuel
4,1	ZFX15Z-ZB-CE-41	
5,0	ZFX15Z-ZB-CE-50	
6,0	ZFX15Z-ZB-CE-60	

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé

Références	
ZFX15Z-FS	Serrage manuel


Instrument de pose (pour analogue numérique)

Certain

ZFX02-M16
Pour analogue numérique



Certain Premilled



Premilled Vis Gold-Tite incluse



Plateforme prothétique (mm)	Références
3,4	ZFX18-ZB-CE-34
4,1 / 5,0 / 6,0	ZFX18-ZB-CE-4160

Vis Gold-Tite



T
Couple
recommandé

Références	T Couple recommandé
ZFX09-ZB-CE-HGTS	20 Ncm

Vis Try-in




T
Couple
recommandé

Références	T Couple recommandé
ZFX09-ZB-CE-HTIS	Serrage manuel

Tournevis hexagonal

PHD02N 17 mm
PHD03N 24 mm
Tournevis hexagonal court



Clé dynamométrique

L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec adaptateur ISO 1797



RASH3N 24mm
RASH8N 30mm
Tournevis hexagonal pour contre-angle



Instruments additionnels


IQSA01
(Activateur QuickSeat®)



Certain



Certain Ti-Base ASC



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire Gold-Tite et de collage



Vis hexalobulaire Gold-Tite



Vis hexalobulaire Try-in



Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation hexalobulaire Gold-Tite et de collage



Vis hexalobulaire Gold-Tite



Vis hexalobulaire Try-in



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Hauteur gingivale (mm)	Références		Références		Références		Références		Références				
7	3,4	0,3	ZFX11ZB-CE34ASZ03E	ZFX09-ZB-CE-HLGTE	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HLTISE	Serrage manuel	ZFX11ZB-CE34ASZ03N	ZFX11ZB-CE34ASZ13N	ZFX09-ZB-CE-HLGTN	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HLTISN	Serrage manuel		
		1,3	ZFX11ZB-CE34ASZ13E											ZFX11ZB-CE41ASZ03N	ZFX11ZB-CE41ASZ13N
		2,6	ZFX11ZB-CE34ASZ26E												
	4,1	0,3	ZFX11ZB-CE41ASZ03E											ZFX11ZB-CE50ASZ03N	ZFX11ZB-CE50ASZ13N
		1,3	ZFX11ZB-CE41ASZ13E												
		2,6	ZFX11ZB-CE41ASZ26E												
	5,0	0,3	ZFX11ZB-CE50ASZ03E												
		1,3	ZFX11ZB-CE50ASZ13E												
		2,6	ZFX11ZB-CE50ASZ26E												

Clé dynamométrique prothétique

Certain


L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec
adaptateur ISO 1797

Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire

ZFX02HLD21
ZFX02HLD28
ZFX02HLD36
Pour vis hexalobulaire



Certain Ti-Base blocs pré-perçés



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis Gold-Tite et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4,7	3,4	ZFX11-ZB-CE-3447-ES
	4,1	ZFX11-ZB-CE-4147-EL
	5,0	ZFX11-ZB-CE-5047-EL

Vis Gold-Tite



Références	
ZFX09-ZB-CE-HGTS	20 Ncm

Vis Try-in



Références	
ZFX09-ZB-CE-HTIS	Serrage manuel

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis Gold-Tite et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4,7	3,4	ZFX11-ZB-CE-3447-NES
	4,1	ZFX11-ZB-CE-4147-NEL
	5,0	ZFX11-ZB-CE-5047-NEL

Vis Gold-Tite



Références	
ZFX09-ZB-CE-LGTS	20 Ncm

Vis Try-in



Références	
ZFX09-ZB-CE-NHTIS	Serrage manuel

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique

Instruments additionnels

Certain

PHD02N 17 mm
PHD03N 24 mm
Tournevis hexagonal court




L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec adaptateur ISO 1797




RASH3N 24mm
RASH8N 30mm
Tournevis hexagonal pour contre-angle



IQSA01
(Activateur QuickSeat®)



Hexagone Externe Scanbody



Scanbodies Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	Serrage manuel
3,4	ZFX05Z-ZB-EX-34	
4,1	ZFX05Z-ZB-EX-41	
5,0	ZFX05Z-ZB-EX-50	
6,0	ZFX05Z-ZB-EX-60	

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

Eztetic,
TSX 3.1

ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)




HXGR1.25
HXLGR1.25



HX1.25D
HXL1.25D



Hexagone Externe Analogue numérique



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
3,4	ZFX15Z-ZB-EX-34	Serrage manuel
4,1	ZFX15Z-ZB-EX-41	
5,0	ZFX15Z-ZB-EX-50	
6,0	ZFX15Z-ZB-EX-60	

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)




T
Couple
recommandé

Références	
ZFX15Z-FS	Serrage manuel

Instrument de pose (pour analogue numérique)

Certain

ZFX02-M20
Pour analogue numérique



Hexagone Externe Ti-Base blocs pré-perçés



Ti-Base avec engagement

Inclut les vis Gold-Tite et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4,7	3,4	ZFX11-ZB-EX-3447-EL
	4,1	ZFX11-ZB-EX-4147-EL
	5,0	ZFX11-ZB-EX-5047-EL

Vis Gold-Tite



Références	
ZFX09-ZB-EX-GTS	32 Ncm

Vis Try-in



Références	
ZFX09-ZB-EX-TIS	Serrage manuel

Ti-Base sans engagement

Inclut les vis Gold-Tite et de collage



Hauteur de pilier (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références
4,7	3,4	ZFX11-ZB-EX-3447-NEL
	4,1	ZFX11-ZB-EX-4147-NEL
	5,0	ZFX11-ZB-EX-5047-NEL

Vis Gold-Tite



Références	
ZFX09-ZB-CE-GTS	32 Ncm

Vis Try-in



Références	
ZFX09-ZB-CE-TIS	Serrage manuel

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique

Certain

PSQD0N 17mm
PSQD1N 24mm
Tournevis hexagonal court



PHD02N 17mm
PHD03N 24mm
Tournevis hexagonal court



L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique L-TIRW avec adaptateur ISO 1797





RASQ3N 24mm
RASQ8N 30mm
Tournevis carré pour contre-angle



RASH3N 24mm
RASH8N 30mm
Tournevis hexagonal pour contre-angle pour vis try-in



Pilier Low Profile Scanbody



Scanbodies Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	
4,8	ZFX05Z-ZB-LP-48	Serrage manuel

Tournevis dynamométrique

Tournevis hexagonal 1,25 mm, manuel ou contre-angle

Pilier
conique

ZFX02002067
Pour scanbody (laboratoire)



HXGR1.25
HXLGR1.25




HX1.25D
HXL1.25D



E-shop



Pilier Low Profile Analogue numérique



Analogue numérique Vis incluse



T
Couple
recommandé

Plateforme prothétique (mm)	Références	Serrage manuel
4,8	ZFX15Z-ZB-LP-48	Serrage manuel

Vis de fixation pour analogue numérique (vendu par paquet de 4 vis)



T
Couple
recommandé

Références	Serrage manuel
ZFX15Z-FS	Serrage manuel



Instrument de pose (pour analogue numérique)

Pilier conique

ZFX02-M14
Pour analogue numérique



Pilier Low Profile Ti-Base



Ti-Base sans engagement

Inclut les vis de fixation et de collage



Vis Gold-Tite



T
Couple
recommandé

Vis Try-In



T
Couple
recommandé

Tournevis hexagonal

Clé dynamométrique / Autres instruments

Pilier
Low
Profile

PHD02N 17 mm
PHD03N 24 mm
Tournevis
hexagonal court



L-TIRW AVEC C9980
Clé dynamométrique
L-TIRW avec
adaptateur ISO 1797



RASH3N 24mm
RASH8N 30mm
Tournevis
hexagonal pour
contre-angle



Longueur (mm)	Plateforme prothétique (mm)	Références	Références	Références
5,0	4,8	ZFX11-ZB-LP-48	ZFX09-ZB-LP-GTS 10 Ncm	ZFX09-ZB-LP-RS Serrage manuel

